# ACCECIAA



# Chaise de portage et d'évacuation 4 roues

### Descriptif du produit

La chaise de portage et d'évacuation 4 roues permet de transporter et d'évacuer en toute sécurité les personnes à mobilité réduite (temporaire ou permanente) ou des patients en cas de situation d'urgence.

Les poignées permettent à 2 ou 4 opérateurs de facilement porter la chaise dans les situations difficiles (escaliers, terrains accidentés).

#### Extrêmement maniable et peu encombrante.

- Permet de transporter dans l'urgence une personne dans l'incapacité de se déplacer.
- Chaise d'évacuation pliable, pour un rangement optimal.
- Adaptée aux couloirs, escaliers et ascenseurs étroits où les fauteuils standards ne peuvent pas passer.



# Caractéristiques techniques

Chaise d'évacuation pliable

**Dispose de 4 poignées dont 2 frontales réglables** en longueur pour améliorer la maniabilité de la chaise d'évacuation dans toutes les situations.

E-mail: info@acceciaa.com - Web: www.acceciaa.com

Cette chaise portoir possède une **structure en aluminium léger** et une **assise en nylon imperméable** orange ou blanc

Munie d'accoudoirs pour le confort du patient.

Equipée de 2 ceintures de sécurité à fermeture rapide et d'un frein pour immobiliser et sécuriser le patient. Pliante, elle assure un encombrement réduit.

Dim. chaise pliée: H 91 x L 52 x P 19.5 cm
Dim. chaise ouverte: H 91 x L 52 x P 71 cm

Poids : 8,5 Kg

• Charge utile: 150 Kg

## Normes et réglementations

Les chaises d'évacuation permettent de transporter et d'évacuer en toute sécurité les personnes à mobilité réduite (temporaire ou permanente) en cas de situation d'urgence.

Il existe une forte recommandation d'en posséder une dans les ERP, suivant l'arrêté du 24 septembre 2009, qui impose un dispositif d'évacuation adapté aux personnes à mobilité réduite. (Article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation).